

# Skin Fit ニトリルグローブが リニューアルします!!

リニューアルポイント

1 指の長さが  
従来品より  
長くなります。

リニューアルポイント

2 表面処理を  
ポリマー加工から  
塩素加工とすることで  
従来品よりも  
スムーズな着脱が  
できます。



●ラテックスアレルギーの方へ：天然ゴムラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの心配がありません。

## Skin Fit ニトリルグローブ パウダーフリー (200枚)



厚さ 薄手 医療機器 医療用 ラテックスフリー #認定医院

サイズ	商品コード	入数/販売価格
SS	840-3368	1ケース[200枚] <b>¥2,180</b> (税込 ¥2,398)
S	840-9252	
M	840-1455	1ケース[200枚] <b>¥2,260</b> (税込 ¥2,486)
L	840-5530	

●左右兼用 ●塩素加工 ●滑り止め加工 ●タイ製 販売価格参照日(2022年1月7日)時点

\*リニューアル品も現商品コードでご注文いただけます。

\*販売状況および最新の販売価格はネットストアにてご確認ください。

販売名: スキンフィット ニトリルグローブ PF 医療機器届出番号: 14B1X00006000266



\*2022年3月上旬出荷分以降、順次リニューアル品へ切替予定です(切替時期はサイズにより異なります)。

【使用上の注意】

- ・体質等によりかゆみ、かぶれ等の刺激性皮膚炎、またはアレルギー性症状(IV型-遅延型:主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による)をまれに起こす可能性がある。このような症状を起こした場合には、使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・使用前に必ず製品及び包装の点検をし、汚れ、破損(特にピンホール)、その他損傷等が確認された場合使用しないこと。
- ・刃物等の鋭利な器具に触れると、破れたり穴があく可能性があるため注意すること。
- ・本品は熱に弱いので熱いものに接触させないこと。

- ・薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合がありますため、確認してから使用すること。
- ・使用中に破けた場合、または非衛生的な部位と接触した場合、即時新しい製品に交換すること。
- ・本品は手術用手袋ではないため、手術には使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。